



0.



의료영상판독

[간편 설명서](#)

1.

다음  클라우드  설치 방법

2.

대한의료영상진단협회에 [공유 신청하기 \(아주 중요\)](#)

3.



의료영상판독

[프로그램 설치](#)

4.







의료영상판독

[프로그램 초기 설정](#)

2013. 12. 05

(사) 대한의료영상진단협회


1. 다음  클라우드  를 설치합니다.


다음 클라우드는 다음 사이트나 [협회 홈페이지에서](#)  를 다운 받으실 수 있으며, 다운 받으신  를 클릭하시고 **계속 다음 다음** 하시면 자동으로 설치가 됩니다.

(다만 설치 중간에 홈페이지 설정 부분이 나오는데 이 부분은 체크 해제 하셔도 됩니다)

2. 다음클라우드  가 설치 되었으면 [영상진단협회와 자료 공유 신청](#)을 하셔야 합니다.

자료공유 방법은 협회로 **본인의 다음  이메일 주소**를 알려주시고 공유 요청을 하시면 됩니다.

3. 협회와 공유가 완료되면 협회 홈페이지에서 판독 프로그램 [의료영상판독.ZIP](#)  을 다운 받으셔서 자신의 컴퓨터에 설치합니다. [\(자세한 설치법\)](#)

4. 클라우드 공유 폴더 변경이 완료되었으면
의료영상판독 프로그램을 실행하셔서  **클라우드 공유 설정**을 한후 사용하시면 됩니다.

== 복잡하고 어렵다고 생각되시면 다음 아이디 하나 만드시고

무조건 협회로 원격 지원 요청을 하십시오. ==

지원 요청 방법은 설명서 제일 아래에 있습니다.

02-2267-4912 대한의료영상진단협회

===원격지원 요청 방법===

원격지원은 “팀뷰어” 프로그램을 설치하여야 가능합니다.

방법은 아래 두 가지 중에서 편한 것으로 선택하시면 됩니다.



1. 네이버나 다음 등 검색 사이트에서 **팀뷰어**를 찾습니다.

의료영상판독 프로그램이 설치 되어있을 경우

1. **의료영상판독 프로그램**의 하단에 있는 **원격제어 요청하기**를 클릭.



네이버 검색창에 **팀뷰어**를 입력 후



2. 팀뷰어 **바로 가기** 클릭

위 의 **원격제어 요청하기**를 클릭하시면

원격제어 프로그램이 설치 되어있으면 아래 **그림2**.처럼 실행되며,

원격제어 프로그램이 없을 경우에는 **그림1**처럼 프로그램 설치가 시작됩니다.



3. 팀뷰어 사이트에서 **정식 버전 다운로드**

정식버전 다운로드를 클릭하면 화면 아래쪽에 아래 그림과 같이 나옴




그림1.

4. **실행**을 클릭하면 자동으로 설치됩니다.

이때 용도는 **비상업**으로 선택하시기 바랍니다.



그림2.

협회(전화 : 02-2267-4912)로

원격 지원을 요청합니다.


5. 설치가 완료되면 위 화면과 같이 나옵니다.

6. 원격지원 요청


1. 다음 Ddum 클라우드 설치 방법



아래 설명이 복잡해 보이지만


==== 간단히 말씀드려서 다음 클라우드  를 설치하시면 됩니다. ====

1. 먼저  (다음 <http://www.daum.net>)에 회원 가입을 하여야합니다.
(다음 아이디가 있으면 통과. 즉, 기존에 다음 회원이시면 다시 가입하지 않으셔도 됩니다.)


잠깐만요!! ---

첨부된  파일을 클릭하시어 아래 5번 항목 까지 계속하여 다음->다음 하시고 5번에서 체크 해제 후 다시 다음->다음 하시면 설치가 완료됩니다.

2. 다음 아이디가 있으면 첨부된 파일()을 클릭해서 다음 클라우드를 설치하시기 바랍니다.
3. 다음 클라우드 () (설치파일)를 클릭하시면 아래와 같은 화면이 나옵니다.




4. 위 화면에서 [동의함] -> [다음]을 클릭하시면 아래와 같은 화면이 나옵니다.




설치를 클릭하시면 오른쪽 화면이 나옵니다.
Daum을 시작페이지로 설정은 체크 하실 필요는 없습니다.

다음 클라우드 설치 완료
마침을 누르시면 아래 화면이 나옵니다.

- 5.아래 그림에서 IP보안(다음 아이디) 와 비밀번호를 입력하시고 [인증하기]를 클릭하십시오.



왼쪽 그림에서 다음  의 아이디와 비밀번호를 입력하고 인증하기를 클릭하세요.
이때 기존 클라우드가 이미 설치된 경우라면 “폴더가 이미 있습니다.”라고 나옵니다.
그냥 **확인**만 클릭하시면 되겠습니다.

왼쪽 첫 번째 그림에서 **인증하기**를 클릭하시고 계속 **다음** 하시면 설치가 완료됩니다.

6. 이제 클라우드 설치를 완료하였습니다.

2. 대한의료영상진단협회에 공유 신청하기 (아주 중요)

협회로 병원이름과 다음 이메일 주소를 알려주고 **공유 요청**을 합니다.

1. 다음클라우드 설치가 완료되었으면 영상진단협회와 **공유**를 설정을 위한 공유 신청을 하여야 합니다.
공유 신청 방법은 공유에 사용할 본인의 **[다음 이메일 주소]**를 영상진단협회 kpandok@naver.com
pandoknet@damu.net 또는 **전화(02-2267-4912)**로 알려주시면 되겠습니다.
2. 공유 신청 후 협회에서 공유 설정을 수락하면 아래와 왼쪽과 같이 공유 초대가 도착합니다.




자신의 컴퓨터 모니터 오른쪽 하단에 협회(pandoknet)에서 공유 초대가 도착합니다.



공유 초대를 클릭하면 위 화면과 같이 클라우드가 실행됩니다. 여기서 **공유초대 1건**을 클릭하세요.

3. 공유초대1건을 클릭하시면 아래와 같이 **[공유 현황]** 화면이 나옵니다.



1. 본인의 **병원 이름** 확인
2. **수락** 클릭 (반드시 수락을 클릭하셔야 합니다.)
3. **확인** 버튼을 클릭하세요.



이렇게 모든 공유 과정이 완료되었습니다.


3. 이제 다음 클라우드 관련 윈도우 화면을 모두 닫으셔도 됩니다.


13. 이것으로 협회와 병원의 공유 설정이 모두 완료 되었습니다.


이제 소견서 발행 프로그램  **의료영상판독**의 설치 및 사용법에 관하여 알아보겠습니다.

3. **의료영상판독** 프로그램 설치

1. 협회 홈페이지에서 **의료영상판독.ZIP**  파일을 압축을 푼다.(폴 위치는 어디든 상관없습니다.)
2. 압축을 푼 폴더에 **Install**  **Install.exe** 파일이 하나 있습니다.

 **Install** 을 클릭하여 아무것도 변경하지 마시고 **Extract** 를 클릭하면 설치가 완료됩니다.



3. 설치가 완료되면 바탕화면에 영상판독  아이콘이 생성됩니다.

4. **의료영상판독** 프로그램 초기 설정

프로그램을 설치와 다음 클라우드 설정 및 공유가 완료되었으면 아래 방법으로 프로그램을 최초 1회 초기 설정을 설정해주시면 되겠습니다.



1. 바탕화면에 바로가기로 만든 영상판독  을 클릭하여 프로그램을 실행합니다.

2. 프로그램을 실행 후 **의료영상판독** 화면에서





1. 환경설정 및 S/W업그레이드를 최초 1회만 진행해주시기 바랍니다.
2. 새로 열린 박스에서 **빨간 버튼** 클릭

3. 클라우드 공유설정을 클릭하시면 다음과 같은 화면이 나옵니다.

공유가 안 된 상태(X) - 사용불가	공유가 설정된 후 프로그램 설정(O)
	
<p>협회와 클라우드 공유가 안된 상태에서 초기 설정을 하면 위 화면과 같이 폴더 내에 아무것도 나타나지 않습니다.(빈 폴더) 반드시 협회와 공유를 한 후 다시 시도하시기 바랍니다.</p>	<p>1. 협회와 공유가 설정된 상태에서 초기 설정을 하면 위와 같이 자신의 병원 이름이 나옵니다. 2. 자신의 병원 이름을 더블 클릭하시면</p>

4. 아래 그림에서 **DaumCloud** 폴더를 더블 클릭하면 자신의 **병원 이름**이 보여집니다.

	
<p>소견서를 더블 클릭하시거나 오른쪽 아래 선택 버튼을 클릭하시면 모든 설정이 완료됩니다.</p>	<p>설정이 완료되면 처음 한번은 자료 재 업로드를 클릭해주세요.</p>

이제 모든 것이 완료되었습니다. 수고 하셨습니다.^^;;